

7 points clés,
plateforme diagnostic
ECLIPSE



- **PLATEFORME ORL COMPLÈTE**
- **MODULE VEMP FIABLE**
- **MODULE ASSR RAPIDE**
- **OUTILS - GAIN DE TEMPS**
- **MODULE PEAE - IMPLANTS**
- **MODULE PEA VOCAL**
- **INTÉGRATION DES DONNÉES ORL**



Interacoustics

PLATEFORME ORL COMPLÈTE

Possibilité de **moduler totalement le système** selon vos besoins. ECLIPSE est LA plateforme **multi-examens** de référence internationale.

PEA - PEAA - PEA électrique - EchoG - ASSR -
cVEMP - oVEMP - TOEA - DPOEA

MODULE VEMP FIABLE

Contrôle sonore et visuel de l'intensité de l'effort du patient. **Compensation auto de l'EMG D/G** pour une fiabilité extrême. Soyez sûrs de vos résultats **cVEMP & oVEMP** !

MODULE ASSR RAPIDE

ASSR de 2ème génération avec analyse de **l'amplitude et de la phase**. Stimulation par **CE-Chirp** pour une fiabilité et une rapidité ultimes. La référence mondiale en ASSR !

OUTILS - GAIN DE TEMPS

FMP : gagnez du temps, arrêt de l'examen lorsque la qualité est maximale

Méthode Bayésienne : pas d'arrêts inutiles lorsque le patient bouge !

Bruit résiduel : visualisez la qualité de vos examens, même à postériori !

MODULE PEAE - IMPLANTS

Module PEAE pour **tests des implants cochléaires** par méthode objective. Adaptation à tous types d'implants (Oticon Medical, Cochlear, Medel, etc.).

MODULE PEA VOCAL

Module PEA vocal avec stimulation par **fichiers wav** au casque ou en champ libre pour audiométrie vocale objective. Un must en réglage prothétique pour travaux de recherche en vocale.

INTÉGRATION DES DONNÉES ORL

Gestion des données par **OTOACCESS** avec relecture de tous les examens. Intégration des données hospitalières ou de cabinet ORL (Innoforce)